

ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ



СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ:

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | защита от УФ-излучения |  | многослойное просветляющее покрытие |
|  | на % тоньше, чем линза на индексе 1,5 |  | гидрофобное покрытие |
|  | подходит для безободковых оправ |  | покрытие с защитой от царапин |
|  | темная на улице, прозрачная в помещении, фотохромная линза |  | покрытие с антистатическими свойствами |
|  | безопасная работа с цифровыми устройствами |  | покрытие от жирных пятен |
|  | специальная линза для вождения автомобиля |  | премиальное покрытие |
| | |  | изготовлено по технологии FreeForm |

ПОКРЫТИЯ ЛИНЗ ZEISS, Synchrony (Германия):

DV Platinum - премиальное покрытие, обладает упрочняющими, просветляющими, водоотталкивающими, антистатическими свойствами. Наносится методом ионного бомбардирования, что позволяет достигнуть максимального коэффициента Bayer. Нежно-голубой остаточный рефлекс.

DV Chrome UV - многослойное просветляющее, абразивостойкое, водоотталкивающее, антистатическое покрытие с нежно-бирюзовым остаточным рефлексом. Обладает повышенной устойчивостью к повреждениям. Содержит 100% защиту от УФ-излучения до 400 нм, в том числе от отраженного от задней поверхности линзы.

Combi NT - улучшенное многослойное, просветляющее, абразивостойкое, водоотталкивающее покрытие. Светло-зеленый остаточный рефлекс.

HMC+ - улучшенное покрытие HMC. Добавлены антистатические и олеофобные свойства. Бирюзовый остаточный рефлекс.

HMC - многослойное антирефлексное, гидрофобное покрытие с высокой прочностью и эластичностью на изгиб и разрыв. Бирюзовый остаточный рефлекс.

Gold ET - многослойное просветляющее покрытие с легким золотистым остаточным рефлексом.

Unc - линза без покрытия.

BlueProtect - многослойное просветляющее, абразивостойкое, водоотталкивающее, антистатическое покрытие с мягким фиолетовым остаточным рефлексом. Предназначено для уменьшения светопропускания в синей части спектра.

DV DriveSafe - многослойное просветляющее, абразивостойкое, водоотталкивающее, антистатическое покрытие с мягким фиолетовым остаточным рефлексом. Предназначено для уменьшения светопропускания в синей части спектра.

ПОКРЫТИЯ ЛИНЗ HANMI SWISS (Корея):

HMC - многослойное антирефлексное, гидрофобное покрытие с высокой прочностью и эластичностью на изгиб и разрыв. Светло-зеленый остаточный рефлекс.

ПОКРЫТИЯ ЛИНЗ Nikon (Япония):

Pure Blue UV – новая технология фильтрации света 2 в 1: защита от УФ-излучения и синего света; улучшенная эстетика без синего остаточного рефлекса и желтого оттенка, делающая линзу абсолютно прозрачной и сохраняющая естественность изображения.

Easy Clean Coat (ECC) улучшенное многофункциональное покрытие для облегчения ухода за линзами, с устойчивостью к царапинам.


Easy Clean Coat Blue (ECC Blue) – сочетание упрочняющего, многослойного антирефлексного (просветляющего) покрытия с защитой от синего излучения мониторов и гидрофобного, грязеотталкивающего слоя. Повышенная контрастность. Остаточный рефлекс сине-голубого цвета.

SeeCoat Next – премиальное покрытие с антистатическим, гидрофобным и грязеотталкивающим эффектом, устойчивое к царапинам и механическим повреждениям.

Новинки.....	5
Органические линзы с разгрузкой аккомодации.....	6
Органические офисные линзы	6
Поликарбонатные монофокальные линзы	6
Органические монофокальные линзы Trivex	6
Органические монофокальные специальные линзы.....	7-10
Органические монофокальные поляризационные линзы	8
Органические монофокальные фотохромные линзы	11
Линзы для замедления развития миопии.....	12
Асферические органические монофокальные линзы	13-18
Органические монофокальные линзы	17-21
Органические бифокальные линзы	22 .
Минеральные монофокальные фотохромные линзы	23 .
Минеральные монофокальные тонированные линзы	23
Минеральные монофокальные линзы	24
Линзы Nikon	25-27
Услуги мастерской	28-29

ZEISS Single Vision ClearView 1.67 DV Gold UV

Европа




Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 +6.00	0.25	0.00...+4.00 (Σ6)	65/70/75	30	10 500
-10.00 -3.25	0.25	+3.25...+4.00 (Σ0)	70/75	30	10 500

ZEISS Single Vision ClearView 1.6 DV Gold UV

Европа




Индекс: 1,525 Аббе: 58,3 Плотность: 1,30

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 -6.25	0.25		70	10	7 400
-6.00 0.00	0.25		75	10	7 400
+0.25 +4.00	0.25		70	10	7 400
+4.25 +6.00	0.25		65	10	7 400
-10.00 +5.75	0.25	0.25...+2.00 (Σ6)	65/70/75	30	7 400
-10.00 -2.25	0.25	+2.25...+3.00 (Σ0)	70/75	30	7 400

ZEISS Single Vision ClearView 1.5 DV Gold UV

Европа



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-4.00 +4.00	0.25		70	10	4 300
-4.00 +3.75	0.25	+0.25...+2.00 (Σ4)	70	10	4 300
-6.00 -4.25	0.25	0.00...+2.00	70	30	4 300
+4.25 +6.00	0.25	0.00...+2.00 (Σ6)	65	30	4 300
-6.00 +3.75	0.25	+2.25...+2.00 (Σ6)	65/70	30	4 300

ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ С РАЗГРУЗКОЙ АККОМОДАЦИИ

ZEISS Digital Lens SmartLife 1.5 DV BlueProtect UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	add	Ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— +4.00	0.25	0.50/1.00	65-70	14	5 300

ZEISS Digital Lens SmartLife 1.6 DV BlueProtect UV

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	add	Ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— +4.00	0.25	0.50/1.00	65-70	14	7 900

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ

Synchrony Access HD 1.6 HMC

Германия



Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

sph	шаг	депрессия	Ø, мм	срок	цена, руб
+0.75 ————— +2.00	0.25	A / 0,75	70	14	7 200
+2.00 ————— +3.50	0.25	B / 1,25	70	14	7 200

Synchrony Access 1.5 HMC

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

sph	шаг	депрессия	Ø, мм	срок	цена, руб
+0.75 ————— +2.00	0.25	A / 0,75	70	10	4 400
+2.00 ————— +3.50	0.25	B / 1,25	70	10	4 400

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ TRIVEX

Synchrony Single Vision 1.53 Trivex HMC+

Германия

Индекс: 1,530 Аббе: 45,0 Плотность: 1,11



sph	шаг	cyl	Ø, мм	срок	цена, руб
- 6.0 ————— 0.00	0.25		70	10	2 500
+0.25 ————— +6.00	0.25		65	10	2 500
- 6.00 ————— + 5.75	0.25	+ 0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65-70	14	2 500

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПОЛИКАРБОНАТ

ПМ 1,59 HMC Polycarbonad

Корея



sph	шаг	cyl	Ø, мм	срок	цена, руб
+0.25 ————— +4.00	0.25		70	10	2 100
0.00 ————— -5.00	0.25		73	10	2 100

ЛИНЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

ZEISS Single Vision ClearView 1.67 BlueGuard DVP UV

Германия

Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 = -6.25 + 0.25	0.25		70	10	9 400
-6.00 = +0.00 + 0.25	0.25		75	10	9 400
+0.25 = +2.00 + 0.25	0.25		70	10	9 400
+2.25 = +6.00 + 0.25	0.25		65	10	9 400
-10.00 = +5.75 + 0.25	0.25	+0.25 ... + 3.00 (Σ6)	65-75	10	9 400
-10.00 = -3.25 + 0.25	0.25	+3.25 ... + 4.00 (Σ0)	70-75	10	9 400

ZEISS Single Vision ClearView 1.6 BlueGuard DVP UV

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 = -6.25 + 0.25	0.25		70	10	7 200
-6.00 = 0.00 + 0.25	0.25		75	10	7 200
+0.25 = +4.00 + 0.25	0.25		70	10	7 200
+4.25 = +6.00 + 0.25	0.25		65	10	7 200
-10.00 = +5.75 + 0.25	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65/70/75	10	7 200
-10.00 = -2.25 + 0.25	0.25	+2.25 ... + 3.00 (Σ0)	70/75	10	7 200

ZEISS Single Vision ClearView 1.5 BlueGuard DVP UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = +4.00 + 0.25	0.25		70		4 700
+4.25 = +6.00 + 0.25	0.25		65		4 700
-6.00 = +5.75 + 0.25	0.25	+0.25 ... + 3.00 (Σ6)	65/70	10	4 700

ZEISS Single Vision 1.5 DV BlueProtect UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = +4.00 + 0.25	0.25		70	10	4 100
+4.25 = +6.00 + 0.25	0.25		65	10	4 100
-6.00 = +5.75 + 0.25	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-70	10	4 100

Synchrony Single Vision 1.5 HMC Blue

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = +2.00 + 0.25	0.25		70	10	1 800
+2.25 = +6.00 + 0.25	0.25		65	10	1 800
-6.00 = +5.75 + 0.25	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	70-65	10	1 800

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Synchrony Single Vision AS 1.6 HMC Blue

Германия



synchrony

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

sph		шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб	
-8.00		-6.25	0.25	70	10	2 700	
-6.00		0.00	0.25	75	10	2 700	
+0.25		+6.00	0.25	65	10	2 700	
-8.00		+5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-75	10	2 700

ЛИНЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

OM 1.56 HMC BLP

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



HS LENS

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— 0.00	0.25		72	10	1 500
+0.25 ————— +4.00	0.25		60	10	1 500
-4.00 ————— +2.00	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65-70	10	1 500

ТОНИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ

Synchrony Single Vision 1.6 Sun

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

● Brown 85% ● Grey 85% ● Pioneer 85%



synchrony

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— 0.00	0.25		75	30	4 300
+0.25 ————— +6.00	0.25		65	30	4 300
-6.00 ————— +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-75	30	4 300

Synchrony Single Vision 1.5 Sun

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

● Brown 85% ● Grey 85% ● Pioneer 85%



synchrony

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— +2.00	0.25		75	14	2 100
+0.25 ————— +6.00	0.25		65	14	2 100
-6.00 ————— +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-75	30	2 100

OM 1.56 HMC/EMI тонированная 15%

HANMI SWISS, Корея

● коричневый 15%
● серый 15%



HS LENS

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 ————— 0.00	0.25		72	10	1 600
+0.25 ————— +6.00	0.25		70	10	1 600

ОМ 1.56 НМС/ЕМІ тонированная 85%

HANMI SWISS, Корея

коричневый 85%
серый 85%

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = 0.00	0.25		72	10	1 600
+0.25 = +4.00	0.25		70	10	1 600

ОМ 1.56 НМС/ЕМІ тонированная 75/0%

HANMI SWISS, Корея

коричневый 75/0
серый 75/0

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = 0.00	0.25		72	10	1 600
+0.25 = +4.00	0.25		70	10	1 600

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ

ТОНИРОВКА 80%

ОМП 1.5 НМС

HANMI SWISS, Корея

зеленый
коричневый серый

Индекс: 1,5 Аббе: 58 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
0.00 = 0.00			75	10	2 500
-4.00 = -0.25	0.25		75	10	2 500
+0.25 = +4.00	0.25		70	10	2 500

ЛИНЗЫ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

ZEISS Single Vision 1.5 DV DriveSafe UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32




sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = 0.00	0.25		70	14	4 100
+0.25 = +6.00	0.25		65	14	4 100
-6.00 = +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	70/65	14	4 100

ZEISS Single Vision 1.6 AS DV DriveSafe UV

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 = -6.25	0.25		70	14	7 400
-6.00 = 0.00	0.25		75	14	7 400
+0.25 = +6.00	0.25		65	14	7 400
-8.00 = +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	70/75/65	30	7 400

ZEISS Single Vision 1.67 AS DV DriveSafe UV

Германия

Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36




sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 = +6.00	0.25	0.00 ... + 2.00 (Σ6)	70/75/65	30	11 000

ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ВСЕПОГОДНЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ до 25%

ОМФ 1.56 HMC/EMI Night Driving

GLANCE, Корея



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = 0.00	0.25		70	10	2 600
+0.25 = +2.00	0.25		65	10	2 600

ОМП 1.5 Night Driving Polar Orange HMC

GLANCE, Корея



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = 0.00	0.25		75	10	2 900

ОМП 1.5 Night Driving Yellow HMC

GLANCE, Корея



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = 0.00	0.50		70	10	1 500
+0.25 = +2.00	0.25		70	10	1 500

ZEISS Single Vision ClearView 1.6 PhotoFusion X DVP UV

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

● коричневый ● серый



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 = ————— + -6.25	0.25		70	14	13 200
-6.00 = ————— + 0.00	0.25		75	14	13 200
+0.25 = ————— + +6.00	0.25		65	14	13 200
-8.00 = ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	75/70/65	30	13 200

ZEISS Single Vision SPH 1.5 PhotoFusion X DVP UV

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

● коричневый ● серый



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-4.00 = ————— + 0.00	0.25		70	14	8 000
+0.25 = ————— + +4.00	0.25		65	14	8 000
-4.00 = ————— + +3.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65-70	30	8 000
-6.00 = ————— + -4.25	0.25	+0.00 ... + 2.00	70	30	8 000

Synchrony Single Vision 1.5 PhotoFusion HMC+

Германия

Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

● коричневый ● серый



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 = ————— + 0.00	0.25		70	10	4 300
+0.25 = ————— + +4.00	0.25		65	10	4 300
-6.00 = ————— + +3.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65-70	14	4 300

Synchrony Single Vision 1.6 PhotoFusion HMCX

Германия

Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30

● коричневый ● серый



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 = ————— + -6.25	0.25		70		8 000
-6.00 = ————— + 0.00	0.25		75		8 000
+0.25 = ————— + +6.00	0.25		65		8 000
-8.00 = ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	65/70/75	14	8 000

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ

ОМФ 1.56 НМС

HANMI SWISS, Корея



коричневый



серый



Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph		шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00	=	-6.00	0.50	70	1-3	2 500
-6.00	=	0.00	0.25	70	1-3	2 500
+0.25	=	+6.00	0.25	65	1-3	2 500
-8.00	=	+4.00	+0.25 ... +2.00 (Σ6)	65-70	10	2 500

ZEISS MyoCare 1.5 DV Platinum UV

Индекс: 1,67 Аббе: 32 Плотность: 1,36

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00  0.00	0.25	уточнять в каталоге	70	21	17 500

ZEISS MyoCare 1.59 DV Platinum UV

Индекс: 1,60 Аббе: 41 Плотность: 1,30

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-9.00  0.00	0.25	уточнять в каталоге	65/70	21	15 000

ZEISS MyoCare 1.6 DV Platinum UV

Индекс: 1,59 Аббе: 30 Плотность: 1,20

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-9.00  0.00	0.25	уточнять в каталоге	65/70	21	19 000

ZEISS MyoCare S 1.59 DV Platinum UV

Индекс: 1,501 Аббе: 58 Плотность: 1,32

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-9.00  0.00	0.25	уточнять в каталоге	65/70	21	15 000

ZEISS MyoCare (S) 1.59 Dura Vision Kids UV (без S - до 10 лет, с S - с 10 лет)

Германия

Индекс: 1,59 Аббе: 30 Плотность: 1,20

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00  0.00	0.25	+0.00 ... + 2.00 (Σ 0)	73	10	10 500

АСФЕРИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ZEISS Single Vision ClearView 1.67 DVP UV

Германия



Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— + -6.25	0.25		70	10	8 400
-6.00 ————— + 0.00	0.25		75	10	8 400
+0.25 ————— + +2.00	0.25		70	10	8 400
+2.25 ————— + +6.00	0.25		65	10	8 400
-10.00 ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... +3.00 (Σ6)	65-75	30	8 400
-10.00 ————— + -3.25	0.25	+3.25 ... +4.00 (Σ0)	70-75	30	8 400

Synchrony Single Vision AS 1.67 HMC+

Германия



Индекс: 1,665 Аббе: 32,0 Плотность: 1,36

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— + -6.25	0.25		70	10	3 400
-6.00 ————— + 0.00	0.25		75	10	3 400
+0.25 ————— + +2.00	0.25		70	10	3 400
+2.25 ————— + +6.00	0.25		65	10	3 400
-10.00 ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... +2.00 (Σ6)	65-75	14	3 400

OM 1.67 HMC/EMI AS

HANMI SWISS, Корея



Индекс: 1,665 Аббе: 32 Плотность: 1,35

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-15.00 ————— + -6.50	0.50		70	1-3	5 500
-6.00 ————— + -3.00	0.25		75	1-3	5 500
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	10	5 500
+6.25 ————— + +10.00	0.25		65	10	5 500

ZEISS Single Vision 1.74 ClearView DVP UV

Германия



Индекс: 1,738 Аббе: 33,0 Плотность: 1,47

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-14.00 = + -12.25	0.25		65	10	15 500
-12.00 = + -10.25	0.25		70	10	15 500
-10.00 = + -8.25	0.25		70	10	15 500
-8.00 = + -6.25	0.25		75	10	15 500
-12.00 = + -2.50	0.25	+0.25 ... +2.00 (Σ - 2.25)	70-75	30	15 500

OM 1.74 HMC/EMI AS

HANMI SWISS, Корея




Индекс: 1,737 Аббе: 33 Плотность: 1,46

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-15.00 = + -10.50	0.50		70	10	7 500
-10.00 = + -8.25	0.25		70	10	7 500
-6.00 = + -3.00	0.25		75	1-3	7 500

АСФЕРИЧЕСКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ZEISS Single Vision ClearView 1.6 DVP UV

Германия



Индекс: 1,600 Аббе: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— + -6.25	0.25		70	10	5 900
-6.00 ————— + 0.00	0.25		75	10	5 900
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	10	5 900
-10.00 ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-75	14	5 900
-10.00 ————— + -2.25	0.25	+2.25 ... + 3.00 (Σ0)	70-75	14	5 900

Synchrony Single Vision AS 1.56 HMC+

Германия



Индекс: 1,586 Аббе: 30,0 Плотность: 1,2



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		73	10	2 200
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	10	2 200
-6.00 ————— + +5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-73	14	2 200

OM 1.61 HMC/EMI AS

HANMI SWISS, Корея



Индекс: 1,61 Аббе: 42 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— + -6.50	0.50		70	1-3	2 200
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70-75	1-3	2 200
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	10	2 200
+6.50 ————— + +8.00	0.50		65	1+3	2 200

ZEISS Single Vision 1.6 DVP UV

Германия




Индекс: 1,600 А66е: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 = -6.25 +	0.25		70	10	5 500
-6.00 = 0.00 +	0.25		75	10	5 500
+0.25 = +4.00 +	0.25		70	10	5 500
+4.25 = +6.00 +	0.25		65	10	5 500
-8.00 = +5.75 +	0.25	+0.25 ... +2.00 (Σ6)	70/75/65	14	5 500

ZEISS Single Vision 1.6 Chrome UV

Германия




Индекс: 1,600 А66е: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 = -6.25 +	0.25		70	10	4 400
-6.00 = 0.00 +	0.25		75	10	4 400
+0.25 = +4.00 +	0.25		70	10	4 400
+4.25 = +6.00 +	0.25		65	10	4 400
-6.00 = +5.50 +	0.25	+0.50 ... +2.00 (Σ6)	70/75/65	14	4 400
-8.00 = +5.75 +	0.25	+0.25	70/75/65	14	4 400
-8.00 = -6.25 +	0.25	+0.50 ... +2.00	70/75	14	4 400

Synchrony Single Vision 1.6 HMC+

Германия



Индекс: 1,600 А66е: 42,0 Плотность: 1,30



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-8.00 = -6.25 +	0.25		70	1-7	2 300
-6.00 = 0.00 +	0.25		75	1-7	2 300
+0.25 = +6.00 +	0.25		65	1-7	2 300
-8.00 = +5.75 +	0.25	+0.25 ... +2.00 (Σ6)	65-75	14	2 300

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ОМ 1.56 НМС/ЕМІ

HANMI SWISS, Корея




Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-16.00 ————— + -11.00	1.00		65	1-10	1 900
-10.00 ————— + -6.25	0.50		70	1	1 900
-6.00 ————— + +6.00	0.25		70	1	1 200
+6.25 ————— + +10.00	0.50		65	10	2 000
-6.00 ————— + +2.00	0.25	+0.25 ... + 2.00	70	1-3	1 200
-11.00 ————— + + 6.00	0.25	+0.25 ... + 6.00	65-70	10	2 500

ZEISS Single Vision 1.5 DVP UV

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	10	3 000
+0.25 ————— + 4.00	0.25		70	10	3 000
+4.25 ————— + 6.00	0.25		65	10	3 000
-6.00 ————— + 5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-70	10	3 000

ZEISS Single Vision 1.5 Chrome UV

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-4.00 ————— + 4.00	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ4)	70	14	2 800
-6.00 ————— + 4.25	0.25	+0.00 ... + 2.00	70	30	2 800
+4.25 ————— + 6.00	0.25	+0.00 ... + 2.00 (Σ6)	65	30	2 800
-6.00 ————— + 3.75	0.25	+2.25 ... + 3.00 (Σ6)	65-70	30	2 800

ZEISS Single Vision 1.5 Combi NT UV

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-3.00 ————— + 0.00	0.25		70	1	1 800
0.00 ————— + 3.00	0.25		65	1	1 800
-6.00 ————— + 3.25	0.25		70	10	1 800
+3.25 ————— + 6.00	0.25		65	10	1 800
-6.00 ————— + 5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	65-70	10	1 800
-6.00 ————— + 3.75	0.25	+2.25 ... + 3.00 (Σ6)	65-70	14	1 800

Synchrony Single Vision 1.5 HMC

Германия



Индекс: 1,501 Аббе: 58,0 Плотность: 1,32

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 6.00	0.25		70	1	950
-6.00 ————— + 5.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ6)	70	10	950

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ОМ 1.5

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,502 Аббе: 58 Плотность: 1,32



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-20.00 ————— + -17.00	1.00		60-65	10	900
+16.00 ————— + ±8.50	0.50-1.00		60-65	1-10	900
+8.00 ————— + ±6.00	0.25		65	1	900
-6.00 ————— + +6.00	0.25		70	1	400
-10.00 ————— + +2.00	0.25	+0.25 ... +4.00	65-70	10	900

ОМ 1.56

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,56 Аббе: 38 Плотность: 1,28



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-10.00 ————— + -6.50	0.50		70	1-3	700
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	1-3	650
+0.25 ————— + +6.00	0.25		65	1-3	650

ОБ 1.5

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,502 Аббе: 58 Плотность: 1,32



sph	шаг	add	Ø, мм	срок	цена, руб
-3.00 ————— + -2.25	0.25	+1.00... + 3.00	70	10	1700
-2.00 ————— + +3.00	0.25	+1.00 ... + 3.00	70	10	900
+3.25 ————— + +4.00	0.25	+1.00 ... + 3.00	70	10	1700

ОБ 1.5 НМС

HANMI SWISS, Корея

Индекс: 1,502 Аббе: 58 Плотность: 1,32



sph	шаг	add	Ø, мм	срок	цена, руб
-3.00 ————— + -2.25	0.25	+1.00... + 3.00	70	10	2 000
-2.00 ————— + +3.00	0.25	+1.00 ... + 3.00	70	10	1 200
+3.25 ————— + +4.00	0.25	+1.00 ... + 3.00	70	10	2 000

МИНЕРАЛЬНЫЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ

ZEISS Single Vision Mineral 1.5 Umbramatic Brown Gold ET

Германия



коричневый

Индекс: 1,525 Аббе: 58,3 Плотность: 2,55



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
-6.00 ————— +4.00	0.25		70	10	6 800

МИНЕРАЛЬНЫЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ТОНИРОВАННЫЕ ЛИНЗЫ 75-85%

ММ 1,5 С/З

Китай



серо-зеленый



коричневый



серый

Индекс: 1,52 Аббе: 58 Плотность: 2,53

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
0.00 ————— 0.00			70	1	600

ММ 1.5 глаукомная

Россия



зеленый

Индекс: 1,52 Аббе: 58 Плотность: 2,53

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
0.00 ————— 0.00			65	1	800

ZEISS Single Vision Mineral 1.5 Unc

Германия

Индекс: 1,525 Аббе: 58,3 Плотность: 2,55




sph	шаг	cyl	ø	срок	цена, руб
-6.00 ————— + 0.00	0.25		70	10	2 250
+0.25 ————— + +5.00	0.25		65	10	2 250
-6.00 ————— + +4.75	0.25	+0.25 ... + 2.00 (Σ5)	65-70	30	2 250

ОРГАНИЧЕСКИЕ МОНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ДВОЙНОЙ АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

NIKON Myopsee 1.60 SeeCoat Next

Япония



Индекс: 1,6000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 ————— + - 8.25	0.25		70	5	9 800
- 8.00 ————— + 0.00	0.25		75	5	9 800
- 10.00 ————— + 0.00	0.25	+0.25... +2.00	75	5	9 800

АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

NIKON Lite AS 1.60 ECC

Япония



Индекс: 1,6000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 ————— + -6.25	0.25		70	5	4 200
-6.00 ————— + 0.00	0.25		75	5	4 200
0.00 ————— + +6.00	0.25		65	5	4 200
- 10.00 ————— + +4.00	0.25	+0.25... +2.00	65/70/75	5	4 200

NIKON Lite AS 1.50 ECC

Япония



Индекс: 1,5000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 ————— + - 3.25	0.25		75	5	2 000
- 3.00 ————— + 0.00	0.25		80	5	2 000
0.00 ————— + + 2.00	0.25		75	5	2 000
+ 2.25 ————— + + 6.00	0.25		70	5	2 000
-8.00 ————— + +4.00	0.25	+0.25... +2.00	73/65	5	2 000

NIKON Lite AS 1.56 ECC BLUE

Япония



Индекс: 1,5000




sph	шаг	cyl	Q	срок	цена, руб
- 6.00 ————— + 0.00	0.25		73	5	4 200
0.00 ————— + +6.00	0.25		73/65	5	4 200
-8.00 ————— + +4.00	0.25	+0.25... +2.00	73/65	5	4 200

СФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

NIKON Lite SP 1.50 ECC

Япония



Индекс: 1,5000


Nikon

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 6.00 ————— + 0.00	0.25		70	5	1 750
0.00 ————— + + 4.00	0.25		70	5	1 750
+ 4.25 ————— + + 6.00	0.25		65	5	1 750
- 6.00 ————— + 0.00	0.25	+0.25... +2.00	70	5	1 750

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ. e-LIFE серия

NIKON Home&Office Neo 1.50. ECC Blue

Япония



Индекс: 1,5000

Nikon

sph	шаг	add	ø, мм	срок	цена, руб
0.00 ————— + +3.00	0.25	+1.00/+1.50/+2.00	70/75	5	9 500

NIKON Soltes Wide 1.50. ECC Blue

Япония



Индекс: 1,5000

Nikon

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
+1.00 ————— + +5.00	0.25		75	5	4 800

NIKON Relaxsee Neo Standart1.50 ECC Blue

Япония



Индекс: 1,5000

Nikon

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 4.50 ————— + 0.00	0.25		75/80	5	6 500

NIKON Relaxsee Neo 1.50 ECC Blue

Япония



Индекс: 1,5000

Nikon

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 4.50 ————— + 0.00	0.25		75/80	5	6 500

NIKON Lite SP Transitions Gen S 1.50 ECC

Япония  серый  коричневый



Индекс: 1,5000



sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 4.00 ————— + 0.00	0.25		70	10	12 260
+0.25 ————— + 4.00	0.25		65	10	12 260
- 5.00 ————— + 2.00	0.25	+0.25... +2.00	70	10	12 260

ЛИНЗЫ ДЛЯ ЗАМЕДЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИОПИИ

Stellest AS 1.59 Crizal Rock

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 ————— + 0.00	0.25	уточнять у менеджера	65/70	14	14 500

Stellest AS 1.59 Crizal Prevencia

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 ————— + 0.00	0.25	уточнять у менеджера	65/70	14	16 500

Stellest AS 1.59 Tint Crizal Sun Xprotect

sph	шаг	cyl	ø, мм	срок	цена, руб
- 10.00 ————— + 0.00	0.25	уточнять у менеджера	65/70	14	14 500

№	наименование услуги	цена, руб
1	Вклейка страза	80
2	Выправка оправы простая	190
3	Выправка оправы сложная (восстановление)	390
4	Замена втулки (одной) в безободковой оправе	110
5	Замена крепления дужки в пластиковой оправе	270
6	Замена лески в оправе (один проем)	180
7	Изготовление и установка линз в солнцезащитные очки	380
8	Изготовление офисных, прогрессивных, призматических и перифокальных очков	380
9	Изготовление очков безободковых	380
10	Изготовление очков безободковых и лесочных из материала заказчика с ультразвуковой чисткой оправы	550
11	Изготовление очков на леске	270
12	Изготовление очков пластик-металл из материала заказчика с ультразвуковой чисткой оправы	450
13	Изменение формы клише	330
14	Нанесение UV-фильтра (только для линз без покрытий) (пара)	300
15	Нанесение UV-фильтра с упрочняющим Hard покрытием (для линз без покрытий) (пара)	400
16	Определение параметров очков (рефракция, МЦ расстояние, аддидация, оси меридианов и т.д.)	130
17	Пайка металлической оправы	500
18	Пайка титановой оправы	750
19	Перестановка линз заказчика в новую оправу без обработки (пара)	320
20	Покраска линз градиентная (пара)	380
21	Покраска органических линз двухтоновая (пара)	400
22	Покраска органических линз однотоновая (пара)	280
23	Срочное изготовление очков	220
24	Ультразвуковая чистка оправы	180
25	Установка винта	75

26	Установка гайки	75
27	Установка линзы в оправу без обработки	80
28	Установка металлических дужек (пара)	800
29	Установка наконечников-заушников (пара)	550
30	Установка пластиковых дужек (пара)	700
31	Установка силиконового носового упора	110
32	Установка силиконовых накладок на переносицу пластиковых оправ (пара)	200